

Este sitio está dirigido a profesionales de la salud. No todos los productos están disponibles en todos los países. Para obtener más información, contacte con su consultorio local. Si es paciente, es importante que consulte con su médico sobre su salud. Para continuar, confirme con el botón de aceptar y cierre la sesión.

Descargo de responsabilidad de aceptar y rechazar notificaciones

Visita [JnJMedTech.com](https://www.jnjmedtech.com) →

**Johnson & Johnson  
MedTech**

Hogar / Búsqueda de códigos de producto | Centro de productos Ethicon

# 1963

## Nombre del producto

Hemostato SURGICEL® FIBRILLAR™, 4x4 pulgadas

Vista rápida	
Categoría de producto	Hemostasia adyuvante
Grupo de productos	Hemostáticos absorbibles



Especificaciones adicionales	
Descripción	ORC suave, ligero y en capas
Marca	SURGICEL®
Tamaño	4 pulgadas x 4 pulgadas
Situación de sangrado	Supuración continua
Agente hemostático y accesorio	Agente hemostático
Tiempo de absorción	7-14 días
Requisitos de almacenamiento	Conservar a temperatura ambiente controlada de 15° a 30°C (59° a 86°F).

Tiempo de preparación	Listo para usar fuera del paquete
Duración	3 años
Material/Composición	Celulosa regenerada oxidada
CÓDIGO NDC/DISTRIBUIDOR	63713-0019-63
Categoría	Hemostasia adyuvante
CANTIDAD/CAJA	10
Indicación	El hemostático absorbible SURGICEL (celulosa regenerada oxidada) se utiliza de forma complementaria en procedimientos quirúrgicos para ayudar a controlar la hemorragia capilar, venosa y arterial pequeña cuando la ligadura u otros métodos convencionales de control son poco prácticos o ineficaces.
MOA	Proporciona una matriz para la adhesión y agregación plaquetaria.

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Antes de utilizar cualquier dispositivo médico, revise todos los prospectos pertinentes, prestando especial atención a las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones, así como a los pasos de uso del/de los

dispositivo(s). Nos comprometemos a proporcionarle la información más reciente y precisa sobre el producto y actualizaremos este sitio web según sea necesario. Las imágenes utilizadas en el sitio web son solo de referencia y no reflejan la configuración real del producto. No garantizamos la precisión, integridad ni idoneidad de las imágenes de los productos mostradas para ningún fin específico. Usted reconoce que dicha información y materiales pueden contener inexactitudes o errores, y declinamos expresamente cualquier responsabilidad por dichas inexactitudes o errores en la máxima medida permitida por la ley.

© Ethicon US, LLC . 2020.  
085133-171129

Para obtener indicaciones completas, contraindicaciones, advertencias, precauciones y reacciones adversas, consulte el prospecto completo.

Este sitio es publicado por **Ethicon US, LLC**, que es el único responsable de su contenido y está destinado únicamente al público estadounidense.

Este sitio está dirigido a profesionales de la salud. Si usted es paciente, es importante que consulte con su médico sobre los beneficios y riesgos de los productos.

Última actualización: 26 de marzo de 2020. Las marcas comerciales de terceros utilizadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. Pueden aplicarse cargos por datos y uso. Para más información, consulta con tu operador.

Configuración de  
cookies

Noticias

Carreras

Contáctanos

Instituto Johnson & Johnson

Aviso legal/Términos y  
condiciones

Política de privacidad

Política de cookies

Condiciones contractuales  
complementarias

La elección importa

No vender ni compartir mi  
información personal



**Catálogo de  
productos**

**Pedir producto**

