

VÁLVULA PARA DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL (BURR-HOLE)

Registro Sanitario No. 222E82 SSA



TU BIENESTAR ES NUESTRA MOTIVACIÓN

► PRESENTACIÓN:

Individual. Este producto es estéril y desechable.

► DESCRIPCIÓN

La **Válvula para Derivación de Ventrículo Peritoneal (Burr-Hole)** está indicada para el tratamiento de la hidrocefalia en todas sus variedades, al existir un aumento de la presión intracraneal o bien cuando se desean mejorar las funciones cerebrales mediante un régimen de hipotensión. Este producto es fabricado con silicón grado implante.

► COMPONENTES

Una cámara biconvexa para los tamaños adulto e infantil.

Una cámara base plana para el tamaño neonatal.

Un catéter ventricular radiopaco de 15cm de longitud para los tamaños adulto e infantil.

Un catéter ventricular radiopaco de 20cm de longitud para el tamaño neonatal.

Un catéter peritoneal de 90cm de longitud para los tamaños adulto e infantil.

Un catéter peritoneal de 75cm de longitud para el tamaño neonatal.


Tres conectores rectos de 14mm de longitud.

VÁLVULA PARA DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL (BURR-HOLE)

Registro Sanitario No. 222E82 SSA



CLAVE	TAMAÑO	PRESIÓN	PRESIÓN DE OPERACIÓN*	CÓDIGO
VDVP-A16	Adulto	Alta	95-125	•••
VDVP-M16	Adulto	Media	60-80	••
VDVP-B16	Adulto	Baja	30-45	•
VDVP-A14	Infantil	Alta	95-125	•••
VDVP-M14	Infantil	Media	60-80	••
VDVP-B14	Infantil	Baja	30-45	•
VDVP-A12	Infantil	Alta	95-125	•••
VDVP-M12	Infantil	Media	60-80	••
VDVP-B12	Infantil	Baja	30-45	•
VDVP-NA	Neonatal	Alta	95-125	•••
VDVP-NM	Neonatal	Media	60-80	••
VDVP-NB	Neonatal	Baja	30-45	•




*PRESIÓN DE OPERACIÓN EN: mmH₂O



PRESIÓN DE OPERACIÓN (mm de H₂O)

RELACIÓN PRESIÓN - GASTO



/BiomedicaMexicana @Biomedica_mex

Fabricado en México por:
Biomédica Mexicana, S.A. de C.V.



Calzada Ermita Iztapalapa, No. 855
Colonia Santa Isabel Industrial
Alcaldía Iztapalapa C.P. 09820
Ciudad de México, México.

+52 (55) 5581 5919
+52 (55) 5582 7036

ventas@biomedicamexicana.com.mx
 www.biomedicamexicana.com.mx

VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LCR DE DIAFRAGMA (BASE PLANA)

Registro Sanitario No. 0044E80 SSA



TU BIENESTAR ES NUESTRA MOTIVACIÓN

► PRESENTACIÓN:

Individual. Este producto es estéril y desechable.

► DESCRIPCIÓN

La **Válvula para Derivación de LCR de Diafragma (Base Plana)** es un sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo (LCR) hacia una región extra cerebral del cuerpo, en el cual el mecanismo valvular que controla la presión está alojado en el reservorio de base plana. Este producto es fabricado con silicón grado implante.

► COMPONENTES

Un reservorio con conectores integrados.

Un catéter ventricular radiopaco de 15cm mínimo de longitud.

Un catéter peritoneal de 85cm mínimo de longitud.

Un clip de polipropileno.

Tres conectores rectos de 14mm de longitud.

Un estilete de acero inoxidable.



VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LCR DE DIAFRAGMA (BASE PLANA)

Registro Sanitario No. 0044E80 SSA



CLAVE	TAMAÑO	PRESIÓN	PRESIÓN DE OPERACIÓN*	CÓDIGO
VDTD-MAA	Adulto	Muy Alta	170-230	●●●▶
VDTD-AA	Adulto	Alta	120-170	●●●▶
VDTD-MA	Adulto	Media	80-120	●●▶
VDTD-BA	Adulto	Baja	40-80	●▶
VDTD-MBA	Adulto	Muy Baja	15-40	●▶
VDTD-MAP	Infantil	Muy Alta	170-230	●●●▶
VDTD-AP	Infantil	Alta	120-170	●●●▶
VDTD-MP	Infantil	Media	80-120	●●▶
VDTD-BP	Infantil	Baja	40-80	●▶
VDTD-MBP	Infantil	Muy Baja	15-40	●▶

*PRESIÓN DE OPERACIÓN EN: mmH₂O



PRESIÓN	PRESIÓN DE APERTURA (mmH ₂ O)	
		
MUY ALTA	170	230
ALTA	120	170
MEDIA	80	120
BAJA	40	80
MUY BAJA	15	40



/BiomedicaMexicana



@Biomedica_mex



Calzada Ermita Iztapalapa, No. 855
Colonia Santa Isabel Industrial
Alcaldía Iztapalapa C.P. 09820
Ciudad de México, México.



+52 (55) 5581 5919
+52 (55) 5582 7036



ventas@biomedicamexicana.com.mx





www.biomedicamexicana.com.mx

Fabricado en México por:
Biomédica Mexicana, S.A. de C.V.

VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LCR DE RESORTE (HAKIM)

Registro Sanitario No. 0235C2003 SSA



TU BIENESTAR ES NUESTRA MOTIVACIÓN

► PRESENTACIÓN:

Individual. Este producto es estéril y desechable.

► DESCRIPCIÓN

La **Válvula para Derivación de LCR de Resorte (Hakim)** es un sistema de derivación de líquido cefalorraquídeo (LCR) hacia una región extra cerebral del cuerpo; controla la presión del líquido a través de un mecanismo metálico conocido como dispositivo de control de presión, alojado dentro de un cuerpo cilíndrico de silicón. Este producto es fabricado con silicón grado implante.

► COMPONENTES

Un catéter peritoneal de 85cm mínimo de longitud.

Un catéter ventricular radiopaco de 15cm mínimo de longitud.

Un acodador de silicón.

Tres conectores rectos de 14mm de longitud.

Un pasador de polipropileno.

Un estilete de acero inoxidable.


VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LCR DE RESORTE (HAKIM)

Registro Sanitario No. 0235C2003 SSA



CLAVE	TAMAÑO	PRESIÓN	PRESIÓN DE OPERACIÓN*	CÓDIGO
VDTR-MAA	Adulto	Muy Alta	170-230	●
VDTR-AA	Adulto	Alta	120-170	●
VDTR-MA	Adulto	Media	80-120	●
VDTR-BA	Adulto	Baja	40-80	○
VDTR-MBA	Adulto	Muy Baja	15-40	●
VDTR-MAP	Infantil	Muy Alta	170-230	●
VDTR-AP	Infantil	Alta	120-170	●
VDTR-MP	Infantil	Media	80-120	●
VDTR-BP	Infantil	Baja	40-80	○
VDTR-MBP	Infantil	Muy Baja	15-40	●
VDTR-NM	Neonatal	Media	80-120	●
VDTR-NB	Neonatal	Baja	40-80	○
VDTR-NMB	Neonatal	Muy Baja	15-40	●

*PRESIÓN DE OPERACIÓN EN: mmH₂O



PRESIÓN	PRESIÓN DE APERTURA (mmH ₂ O)	
		
MUY ALTA	170	230
ALTA	120	170
MEDIA	80	120
BAJA	40	80
MUY BAJA	15	40



/BiomedicaMexicana



@Biomedica_mex

Fabricado en México por:
Biomédica Mexicana, S.A. de C.V.



Calzada Ermita Iztapalapa, No. 855
Colonia Santa Isabel Industrial
Alcaldía Iztapalapa C.P. 09820
Ciudad de México, México.



+52 (55) 5581 5919
+52 (55) 5582 7036



ventas@biomedicamexicana.com.mx



www.biomedicamexicana.com.mx