



CranioFix®2



AESCULAP® CranioFix®2

Titanium clamp system for a fast and easy fixation

Titan-Klammersystem für eine schnelle und einfache Fixierung



Approved for the fixation of skull fractures

Introduced in 1997, CranioFix® was the pioneer for clamp-based bone flap fixation. Today CranioFix®2, the second generation, has been established worldwide. Over 3.5 million successfully implanted clamps helped patients in more than 60 countries.

FAST

- Fast application to save valuable OR time

EASY

- Self-explaining application

RELIABLE

- Reproducible fixation with a defined force

1997 eingeführt, war CranioFix® Vorreiter der klammerbasierten Knochendeckelfixierung. Heute ist CranioFix®2, die zweite Generation, weltweit etabliert. Über 3,5 Millionen erfolgreich implantierte Klammern haben Patienten in über 60 Ländern geholfen.

SCHNELL

- Schnelle Applikation spart wertvolle OP-Zeit

EINFACH

- Einfache Handhabung

ZUVERLÄSSIG









- Reproduzierbare Fixierung mit definierter Kraft

MRI COMPATIBILITY

MRI examinations using magnetic fields of 1.5 and 3.0 Tesla do not present an additional risk to CranioFix®2 implant wearers.

MRT-KOMPATIBILITÄT

Bei MRT-Untersuchungen mit 1,5 und 3,0 Tesla ergibt sich für den Implantatträger von CranioFix®2 kein zusätzliches Risiko durch magnetisch induzierte Kräfte.

CranioFix® 2 Implants CranioFix® 2 Implantate	Art. No. Art. Nr.	Diameter Durchmesser	Unit Bestelleinheit
	FF490T	11 mm	PAK = 12 pieces PAK = 12 Stück
	FF491T	16 mm	PAK = 6 pieces PAK = 6 Stück
	FF492T	20 mm	PAK = 6 pieces PAK = 6 Stück
CranioFix® 2 Instruments CranioFix® 2 Instrumente	Art. No. Art. Nr.	Description Beschreibung	Length Länge
	FF494R	Applier, with automatic stop Applikator, mit automatischem Stopp	205 mm
	FF105R	Holding forceps Halteklemme	115 mm
	FF103R	Pin Cutter Schneidezange	145 mm
	FF104R	Removal forceps Abziehzange	130 mm
	FF094P	Tray (without instruments) Lagerung (ohne Instrumente)	250 x 250 x 32 mm

INFINITY

SOLUCIONES MÉDICAS



442 384 07 01



442 476 32 67



Infinity Soluciones Medicas SA de CV



infinitysolucionesmedicas



Cerro de la Soledad No. 59
Col. Boulevares del Cimatario

www.infinitysoluciones.com.mx