



# DURAGEN SUTURABLE

La siguiente generación de matriz de regeneración de duramadre, diseñada para resolver las necesidades de cirugía de cráneo y columna.

**DuraGen Suturable** en la matriz de colágeno tipo I que da mayor soporte sin perder su flexibilidad y resistencia.

Útil en pérdidas extensas de duramadre, Inflamación cerebral, descompresión de Chiari, craneotomía de descompresión, cirugía de trauma, cirugía de columna.

## Fácil maniobrabilidad.

Se recorta y reposiciona sin adherirse a los guantes. Además, permite la succión de líquido a través de la matriz sin necesidad de retirarla.

## Bicapa.

Con una red de colágeno más larga (que retiene la sutura) proporcionando un 30% más de tensión en comparación con la matriz DuraGen convencional que ya conoces.

## Técnicas Onlay o técnica Suturable.

Permite adaptarse a las necesidades de cada procedimiento.

## Conformabilidad conservada.

Su flexibilidad crea una barrera mecánica desde el primer contacto para minimizar al máximo las fugas de líquido cefalorraquídeo.




**Suturable y Onlay**



**99% Colágeno Tipo I**



**Matriz 3D porosidad controlada**



**Barrera antiadherente**

VER VIDEO



DURAGEN SUTURABLE

CATÁLOGO	MEDIDAS
DURS1391	2.5 x 7.5 cm
DURS2291	5 x 5 cm
DURS3391	7.5 x 7.5 cm
DURS4591	10 x 12.5 cm